

UNIVERZALNI
KOMPOZITI

LUNA 2

Luna 2 je univerzalni kompozit, sa jedinstvenom mešavinom punila za pružanje visokih optičkih i mehaničkih svojstava.

- Nelepljivo rukovanje, zadržava izmodelovan oblik
- Kameleon efekat za tačno podudaranje boja
- Svestran kompozit pogodan za anteriorne i posteriorne restauracije
- 1 x 4g; A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, OA2, OA3, INC, XB, 2XB;



LUNA 2, 4g	9.960,00
------------	----------

4.980,-

LUNA FLOW
LUNA FLOW LV

Luna Flow je tečni kompozit izuzetne jačine, dostupan u dve viskoznosti, nudi visoka mehanička i optička svojstva.

- Lako se razliva do ivica, izražena tiksotropna svojstva
- Visoka snaga, radioopacitet i otpornost na trošenje
- Tačno podudaranje nijansi
- 1 x 2g; A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, OA2, OA3, INC, XB, 2XB;



LUNA FLOW / LUNA FLOW LV, 2ml	4.400,00
-------------------------------	----------

2.200,-

AURA EASY

Aura Easy je univerzalni kompozit dostupan u 4 pojednostavljene nijanse, osiguravajući lakši izbor nijanse restauracije sa manje kompozita na zalihama.

- 4 nijanse zamenjuju 16 VITA nijansi.
- Visoka snaga i otpornost na trošenje
- Nelepljiv i lak za modelovanje
- 3 mm dubina polimerizacije
- 1 x 4g; AE1, AE2, AE3, AE4;



AURA EASY, 4g	11.880,00
---------------	-----------

5.940,-

SVI KOMPOZITI -50%

BULK FILL
KOMPOZIT

AURA BULK FILL

Aura Bulk Fill je posteriorni kompozit sa prirodnim izgledom, dostupan u samo jednoj univerzalnoj nijansi, za jednostavne i brze restauracije.

- 5 mm dubina polimerizacije.
- 20 sekundi polimerizacija LED svetlom.
- Nelepljiv, voštane konzistencije
- Nizak stepen zapreminskog skupljanja



AURA BULK FILL, 4g	11.880,00
--------------------	-----------

5.940,-

SAMOVEZUJUĆI
KOMPOZIT

STELA

Stela je inovativni samovezujući kompozit visokih performansi. Stela nudi neograničenu dubinu hemijske polimerizacije, nizak polimerizacioni stres sa rubnim zaptivom bez mikro prostora.

- Samovezujući, sa neograničenim 'bulk fill' punjenjem
- Rubno zaptivanje bez međuprostora
- Samo 2 koraka (15 sekundi)
- Ekstremno visoka fleksuralna jačina i otpornost na pritisak
- Visoka snaga vezivanja, uključujući MDP
- Sadrži fluoride, kalcijum i stroncijum
- Univerzalna nijansa sa kameleon efektom



STELA AUTOMIX INTRO KT Stela Automix 8g, Stela Primer 5ml, 15 nastavaka, 15 Points aplikatora	24.840,00
---	-----------

12.420,-

ADHEZIV

ZIPBOND

Zipbond Universal je jednokomponentni, fluorid otpuštajući, univerzalni adheziv. Zipbond sadrži MDP monomer za postizanje ekstremno visoke snage vezivanja za dentin i gleđ, i kompatibilan je sa samonagrizajućom, selektivno nagrizajućom i totalno nagrizajućom tehnikom.

- Vlažno i suvo vezivanje za dentin
- Predvidljiva snaga vezivanja za indirektnu podlogu
- Efektivna hibridizacija
- 5% nanopunjenja
- Prijatna aroma
- Ne sadrži BPA i HEMA



ZIPBOND UNIVERSAL, 5ml	11.280,00
------------------------	-----------

5.640,-

ADHEZIV -50%

ZALIVAČ

CONSEAL F

Conseal F je kompozitni zalivač sa najnižim viskozitetom na tržištu, što mu omogućava da brže i dublje prodire u pripremljene jamice i fisure. Otvor vrha aplikatora Conseal F je za trećinu manjeg prečnika od onih kod drugih proizvođača, poboljšavajući kvalitet zalivanja i retenciju, omogućavajući dublje prodiranje u najsitnije jamice i fisure.



CONSEAL F, 1g	1.920,00
---------------	----------

AMALGAM

GS-80

GS-80 1SP REG, 50 CAPS.	8.400,00
GS-80 2SP REG, 50 CAPS.	10.800,00
GS-80 3SP REG, 50 CAPS.	13.560,00

Amalgam bez gama 2 faze, visoke čvrstoće, sastava Ag 40%, Sn 31%, Cu 29%

- Visoka rana čvrstoća na pritisak
- Odlična otpornost na koroziju
- Odlično marginalno zaptivanje
- Optimalne karakteristike rukovanja
- Dimenzionalna stabilnost
- Preko 400 miliona restauracija širom sveta



APLIKATORI

POINTS

Points aplikatori sa četkicom za jednokratnu upotrebu koriste se za brzo nanošenje malih količina materijala na teško dostupna mesta. Vrhovi su otporni na uobičajene rastvarače u stomatološkim materijalima.



- Vlakna otporna na rastvarače, neupijajuća i ne ispadaju
- Kutije od 400 komada srednje, fine ili superfine veličine

POINTS FINE 4x100	5.280,00
POINTS MEDIUM 4x100	5.280,00
POINTS SUPERFINE 4x100	5.280,00
POINTS ASSORTED 4x100	5.280,00

2.640,-

APLIKATORI -50%

KISELINA

SUPER ETCH

Super Etch, 37% fosforna kiselina je namenjena nagrizanju gleđi i dentina. Gel Super Etch se ne razliva, što omogućava precizno nanošenje, a odlikuje se i izrazito vidljivom plavom bojom radi bolje kontrole. Super Etch je dostupan u špricima različitih veličina.



SUPER ETCH, 5ml	1.200,00
-----------------	----------



YOUR
SMILE.
OUR
VISION.

www.sdi.com.au
www.polawhite.com.au
www.rivastar.com

SDI Srbija

Zastupnik i distributer:
TAM-AUTO d.o.o. Novi Sad, Rumenačka 33
Tel. 064 3333405, 021 513 400
Kontakt: Mišela Kojadinović, dr stom.
Email: misela.k@denalpro.rs
www.dentalpro.rs

Specijalizovana maloprodaja:

DENTALPRO d.o.o.
Novi Sad, Rumenačka 33
Tel. 063 774 7489, 021 513 400
Email: info@dentalpro.rs
www.dentalpro.rs

Ponuda važi u navedenom periodu.
Cene su izražene u dinarima sa uračunatim PDV-om.
Troškovi dostave proizvoda idu na račun kupca.